

RA614

Schilddrüsen Sternumschutz

Zwei unterschiedliche Verschlüsse

Klettverschluss (RA614KL)

Einheitliche Größe,
passend für die Halsweiten von 32 - 45 cm.

Magnetverschluss (RA614MA)

Einheitliche Größe,
passend für die Halsweiten von 32 - 45 cm.



Die Schilddrüse ist ein strahlenempfindliches und daher besonders schutzwürdiges Organ des menschlichen Körpers. Das Tragen eines entsprechenden Schutzes sollte somit eine Selbstverständlichkeit sein.

Unsere Variante des Schilddrüsen-Sternumschutzes zeichnet sich durch erstklassige Schnittführung und beste Passform aus, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Strahlenschutzaspekte.

Modellvarianten RA614

Der Schilddrüsen-Sternumschutz mit Druckknopfverbindung zu Weste/Mantel/Schürze ist passend zu allen Modellreihen.

Den Schilddrüsen-Sternumschutz gibt es wahlweise mit Klettverschluss oder Magnetverschluss – ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben.

Alle Varianten sorgen für genügend Spielraum in der Anpassung.

- RA614KL** Schilddrüsen-Sternumschutz mit Klettverschluss
- RA614MA** Schilddrüsen-Sternumschutz mit magnetischem Verschluss



Druckknopfverbindung

Diese ermöglicht eine sichere Adaption des Schilddrüsen-Sternumschutzes an die MAVIG Röntgenschutzkleidung.



Verschlussart - via Magnet

Der Schilddrüsen-Sternumschutz ist auch mit praktischem Magnetverschluss erhältlich (Variante RA614MA).



Zubehör: Hygienefutteral

Um den hygienischen Anforderungen im Alltag zu entsprechen, empfehlen wir unser waschbares Hygiene-Futteral in der Farbe Titan aus dem speziellen ComforTex® MF Material zu verwenden.

Schutz/Bleigleichwert

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



Serienmäßig:
0,50 mm Pb

Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:
ComforTex® HPMF Duplex

Größen/Halsweiten

einheitlich
32 - 45 cm



Optional



Auf Wunsch:
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Hygienefutteral
(RA614HF)

