

Victoria RA631

Victoria Strahlenschutz-Weste Maßgeschneiderter Komfort und Schutz

Die Victoria Strahlenschutz-Weste wurde speziell für Frauen entwickelt, um optimalen Schutz und höchsten Tragekomfort zu bieten. Als Teil der Victoria-Kollektion vereint die Weste moderne Funktionalität mit stilvollem Design, um den Bedürfnissen von Frauen in der interventionellen Radiologie gerecht zu werden.

Hier sind die wesentlichen Merkmale:

- ✔ **Perfekte Passform:** Die Weste passt ideal und ist besonders bequem zu tragen, ohne dass eine vollständige Überlappung vorne notwendig ist.
- ✔ **Kombinierbar:** Sie lässt sich problemlos mit unserem Strahlenschutz-Rock kombinieren (siehe Kostüm RA631).
- ✔ **Komfortabel und praktisch:** Standardmäßig ausgestattet mit Schulterpolstern, bietet die Weste höchsten Komfort insbesondere bei langen Tragezeiten.
- ✔ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Hinweis: Aufgrund der speziell angepassten Armausschnitte können an der Victoria-Weste keine Ärmel angebracht werden. Für zusätzlichen Schutz und Komfort empfehlen wir, die Victoria-Weste mit dem Bolero RA637 zu kombinieren.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite® Plus oder
Leadfree 2.0



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb



Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite® Plus oder
Leadfree 2.0



Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm,	Taillenumfang ≤ 86 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm,	Taillenumfang ca. 87 - 97 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm,	Taillenumfang ca. 98 - 107 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm,	Taillenumfang ca. 108 - 118 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm,	Taillenumfang ca. 119 - 129 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm,	Taillenumfang ca. 130 - 140 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm,	Taillenumfang ca. 141 - 151 cm

* Für die Westengröße entscheidet der größere Wert bei Brust und Taille.



RUNDUMSCHUTZ: WESTE SPEZIELL FÜR DIE WEIBLICHE FIGUR

VICTORIA RA631

Erleben Sie den Unterschied mit der Victoria Strahlenschutz-Westen – die ideale Kombination aus Funktionalität, Komfort und modernem Design, speziell für Ihre Bedürfnisse in der Radiologie.

Levio®
Optimiertes Schutzkonzept

Innovatives Design

I. Spezielle Anpassungen für Frauen

Die Victoria-Kollektion bietet innovativen Röntgenschutz, der speziell auf die weibliche Anatomie abgestimmt ist. Angepasste Armausschnitte schützen das empfindliche Brustgewebe, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

II. Prinzessnähte Diese sorgen für eine körpernahe, perfekte Passform und tragen zum bequemen und sicheren Sitz der Weste bei.

III. Stretcheinsatz im Rücken Für zusätzlichen Komfort und Flexibilität sorgt der Stretcheinsatz im Rückenbereich.

Levio® Edition

Die Weste RA631 ist auch in unserer Levio-Edition verfügbar. Optimiertes Gewicht-Schutz-Verhältnis: Statt mit einem einheitlichen Bleigleichwert im gesamten Frontbereich schützt Levio - von oberhalb der Brust bis unterhalb der Gonaden - mit einem höheren Bleigleichwert.

Schulterentlastungssystem

Kombinieren Sie die Weste mit unserem Schulterentlastungssystem BRYGGA.



RFID-Chip inklusive

Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist optisch durch ein eingenähtes Band getrennt/markiert.

Optimierte Armausschnitte

Um bei allen Größen ein ideales Anliegen des Armausschnittes und somit bestmöglichen Schutz des Brustgewebes zu gewährleisten, ist ab Größe XL ein Gummiband in den Armausschnitt eingearbeitet.

Teilungsnähte im Vorderteil

Für eine gute Passform aber mit vollem Strahlenschutz

Stretcheinsatz

Für ein angenehmes Tragegefühl

Stretchgürtel, optional

Zusätzlich kann die Weste mit einem 10 cm breiten, anknüpfbaren Stretchgürtel versehen werden.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Optional



Auf Wunsch:
Stretchgürtel (außen)
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz



Stretchgürtel Weste
(Adaption via
Druckknöpfe)