

# Victoria RA636

## Victoria-Mantel – Rundumschutz für Frauen mit Stil

Die Victoria-Kollektion verbindet moderne Funktionalität mit ästhetischem Design, um den Anforderungen von Frauen in der interventionellen Radiologie gerecht zu werden. Der Victoria-Mantel ist der perfekte Rundumschutz, speziell entwickelt für die weibliche Figur. Er bietet nicht nur umfassenden Schutz, sondern auch außergewöhnlichen Komfort und eine ideale Passform.

Hier sind die wichtigsten Merkmale:

- ✔ **Optimale Passform:** Er ist perfekt auf die weibliche Anatomie abgestimmt, ohne dass eine volle Überlappung vorne nötig ist.
- ✔ **Einfach und bequem:** Der Mantel ist leicht anzulegen und sitzt dank des praktischen Klettverschlusses sofort richtig.
- ✔ **Komfortable Ausstattung:** Schulterpolster sind standardmäßig enthalten, um zusätzlichen Komfort zu bieten.
- ✔ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass aufgrund der speziellen Armausschnitte keine Ärmel am Victoria-Mantel angebracht werden können. Für zusätzlichen Schutz und Komfort kombinieren Sie den Victoria-Mantel mit dem Bolero RA637.

### Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



**Frontseitig:**  
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb  
oder 0,50 mm Pb

**Rückseitig generell:**  
0,25 mm Pb

### Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



**Gesamtwert Levio-Panel:**  
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb  
(außerhalb 0,25 mm Pb)

**Rückseitig generell:**  
0,25 mm Pb



Größen\*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 98 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 99 - 108 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 109 - 119 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 120 - 130 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 131 - 141 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 142 - 152 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 153 - 163 cm

\* Für die Größe und eine optimale Passform mit minimalen Armausschnitten entscheidet der Umfang der Brust. Wenn Taille/Hüfte, eine abweichende Größe zur Brust aufweisen, empfehlen wir eine Kombination aus Weste (RA631) und Rock (RA631) zu verwenden.



# RUNDUMSCHUTZ: MANTEL SPEZIELL FÜR DIE WEIBLICHE FIGUR

## VICTORIA RA636

**Weltweit  
einzigartig!**

Entdecken Sie den Victoria-Mantel – Schutz,  
Komfort und Stil für Ihre Bedürfnisse.

Levio®  
Optimiertes Schutzkonzept

### Innovatives Design

#### I. Speziell für Frauen

Der Victoria-Mantel RA636 hat angepasste Armausschnitte, die das empfindliche Brustgewebe schützen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

#### II. Eleganter Schnitt

Prinzessnähte auf der Vorderseite sorgen für eine enge, körpernahe Passform, während ein Stretcheinsatz im Rückenbereich den Mantel besonders bequem macht.

#### III. Unterstützung für die Schultern

Ein elastischer Stretchgürtel (10 cm breit, im Lieferumfang enthalten) sorgt für zusätzlichen Halt und entlastet die Schultern und den Rücken.

#### Levio® Edition

Der Mantel RA636 ist auch in unserer Levio-Edition verfügbar. Optimiertes Gewicht-Schutz-Verhältnis: Statt mit einem einheitlichen Bleigleichwert im gesamten Frontbereich schützt Levio - von oberhalb der Brust bis unterhalb der Gonaden - mit einem höheren Bleigleichwert.



RFID-Chip inklusive

#### Schulterentlastungssystem

Kombinieren Sie den Mantel mit unserem Schulterentlastungssystem BRYGGA.

#### Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist optisch durch ein eingenahtes Band getrennt/markiert.

#### Optimierte Armausschnitte

Um bei allen Größen ein ideales Anliegen des Armausschnittes und somit bestmöglichen Schutz des Brustgewebes zu gewährleisten, ist ab Größe XL ein Gummiband in den Armausschnitt eingearbeitet.

#### Teilungsnähte im Vorderteil

Für eine gute Passform aber mit vollem Strahlenschutz

#### Freie Bewegung

Für mehr Bewegungsfreiheit ist beim Mantel hinten ein Ausschnitt eingearbeitet.

Selbstverständlich sind hierbei die Knie optimal von vorne/seitlich geschützt.



#### Außenmaterial

Farben  
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:  
ComforTex® HPMF Hybrid

#### Größen

von XS bis 3XL  
(siehe Frontseite)



Mantellänge / Körpergröße:

90 cm / 150 - 160 cm  
100 cm / 160 - 170 cm  
110 cm / 170 - 180 cm  
120 cm / 175 - 190 cm  
130 cm / 185 - 195 cm  
140 cm / 195 - 205 cm

#### Optional



Auf Wunsch:  
Brusttasche  
Stickerei  
Maßanfertigung

#### Zubehör/Ersatz

Bolero  
Schilddrüsen-Sternumschutz



Stretchgürtel  
(Adaption via  
Druckknöpfe)