

# Ergonomic RA650

## Strahlenschutz-Schürze RA650 – Umfassender Schutz mit höchstem Komfort

Die RA650 bietet Ihnen umfassenden Schutz für das gesamte Vorderteil Ihres Körpers und deckt 60% Ihres Körperumfangs ab. Diese Schürze ist ideal für Situationen, in denen Sie ausschließlich von frontal Strahlen ausgesetzt sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✔ **Einfache Handhabung:** Breite Kreuzbänder ermöglichen ein einfaches Abnehmen der Schürze. Die Klettverschlüsse im Frontbereich machen das An- und Ausziehen schnell und unkompliziert.
- ✔ **Leichtes Gewicht:** Wählen Sie die Option ohne Schutz im Rückenbereich, um das Gewicht der Schürze zu reduzieren und noch mehr Tragekomfort zu genießen.
- ✔ **Zusätzlicher Komfort:** Schulterpolster sind standardmäßig enthalten und sorgen für zusätzlichen Komfort beim Tragen.
- ✔ **Langlebige Verschluss-Systeme:** Wir verwenden nur hochwertige Klettverschlüsse, die besonders verschleißarm sind. Diese gewährleisten eine lange Lebensdauer und einfache Handhabung der Schürze.
- ✔ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

### Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

Novalite® Plus oder  
Leadfree 2.0



**Frontseitig:**  
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb  
oder 0,50 mm Pb

**Rückseitig:**  
0,25 mm Pb (Standard)  
oder 0,00 mm Pb (optional)



Größen\*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 91 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 124 - 134 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 135 - 145 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 146 - 156 cm

\* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



FRONTSCHUTZ

Titan  
Blue Admiral  
Regatta  
Curacao  
Arctic  
Olive  
Lilac  
Orchidee  
Terra  
Onyx

Wählen Sie die RA650 – für umfassenden Frontschutz,  
hohen Tragekomfort und zuverlässige Qualität.



#### Praxisorientierte Anwendung

Das Abgleiten der Schürze gestaltet sich bequem und zeitsparend durch das einfache Öffnen der Klettverschlüsse im Frontbereich. Diese durchdachte Funktion ermöglicht es, die Schürze mit minimalem Aufwand mühelos und schnell abzulegen, selbst wenn sie unter einem sterilen OP-Mantel getragen wird.

In der praxisorientierten Anwendung trägt das wesentlich dazu bei, die Effizienz zu steigern und den Arbeitsablauf zu optimieren, ohne den Komfort oder die Sterilität zu beeinträchtigen.



RFID-Chip inklusive

#### Schnell, einfach und komfortabel

Abgleiten der Schürze durch einfaches Öffnen der Klettverschlüsse im Frontbereich, auch durch den sterilen OP-Mantel hindurch.

#### Schulterentlastung/Kreuzbänder

Durch die extrabreiten, bequemen Kreuzbänder wird die Last optimal auf der gesamten Schulterfläche verteilt.

#### Schulterpolster

Auch unsere Frontschuttschürzen kommen standardmäßig mit weichen Schulterpolstern, die Ihre Schultern entlasten.



#### Außenmaterial

Farben  
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:  
ComforTex® HPMF Hybrid


#### Größen

von XS bis 3XL  
(siehe Frontseite)



Länge / Körpergröße:  
90 cm / 150 - 160 cm  
100 cm / 160 - 170 cm  
110 cm / 170 - 180 cm  
120 cm / 175 - 190 cm  
130 cm / 185 - 195 cm  
140 cm / 195 - 205 cm

#### Optional



Auf Wunsch:  
Brusttasche  
Stickerei  
Maßanfertigung

#### Zubehör

Bolero  
Schilddrüsen-Sternumschutz

