

DE



BR320

22  
Ti  
Titanium

**Röntgenschutzbrille mit spaltfreiem Strahlenschutz**  
*in modischer Farb- und Materialkombination*

MAVIG



„Sunset Red“



**BR320** Röntgenschutzbrille in klassisch runder Form mit durchgängigem, spaltfreiem Strahlenschutz



- Spezielles Design für einen spaltfreien Schutz vor Streustrahlung
- Dicht anliegender Strahlenschutz an den Wangenknochen und bis zu den Schläfen



- Für schmale Köpfe konzipiert – Größe „universal“
- Weicher, individuell einstellbarer Silikonsteg (bei Bedarf austauschbar)
- Anpassbare Bügelenden



- Integrierter lateraler Strahlenschutz aus dem bleifreien Kunststoff-Compound „Trielle“
- Patentierte Zusammensetzung, Bleigleichwert 0,50 mm Pb
- Normkonform nach IEC 61331-1:2014





- Korrektüreinschliffe für Einstärken- und Gleitsichtgläser möglich
- Werte für die Sphäre von +6,00 dpt bis -6,00 dpt und ein Zylinder von +3,00 dpt bis -3,00 dpt sind machbar (Optische Korrekturen, die außerhalb des Standardbereiches liegen, auf Anfrage.)

**Besondere Qualitätsmerkmale** optimieren den Einsatz im medizinischen Bereich

- ✓ **Superentspiegelte Gläser für entspanntes und ermüdungsfreies Sehen**
- ✓ **Gleitsichteinschliffe, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen**
- ✓ **Metallfassung aus Titan – sehr leicht, mit hoher Materialfestigkeit, antiallergen (biokompatibel) und korrosionsbeständig**
- ✓ **Durchdachtes Design und hochwertige Materialien sorgen für maximale Sicherheit**
- ✓ **Leichte Reinigung und Widerstand gegenüber Desinfektionsmitteln**

Modell	BR320
Farbdesign	Sunset Red
Größe	„universal“
Bleigleichwert - Frontschutz/Glas (50 - 150 kV)	0,50 mm Pb oder 0,75 mm Pb
Bleigleichwert - Seitenschutz (50 - 150 kV)	0,50 mm Pb
Gewicht (plano)	ca. 65 g (0,50 mm Pb) ca. 70 g (0,75 mm Pb)
Entspiegelung der Gläser	✓
Brillenband / Brillenetui / Brillenputztuch	✓ / ✓ / ✓
Reinigung / Desinfektion	✓ / ✓
Konformität: IEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014	✓ / ✓



**MAVIG GmbH**

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 420 96 0  
Fax +49 (0) 89 420 96 200  
e-Mail info@mavig.com

[www.mavig.de](http://www.mavig.de)