

DE

BRV500 BRV501

MAVIG



Modell BRV500



Modell BRV501

Modelle:
BRV500
BRV501

Vollflächige Abdeckung bis zum Kinn
Abdeckung bis zu den Wangenknochen (mit Aussparung für die Nase)

BRV500 & BRV501 – Röntgenschutz-Visiere

Speziell entwickelt für den Schutz von medizinischem Personal bei radiologischen Anwendungen. Optimal für den Schutz der Augenlinse gegen Röntgenstreustrahlung. Die Visiere ermöglichen eine starke Reduktion der Strahlenbelastung für die Augen und große Teile des Gesichtsfeldes (siehe Tabelle).

Die Qualitätsmerkmale unserer Visiere machen sie ideal für den Einsatz im medizinischen Umfeld

- Pb Wert (Gewicht): BRV500 0,10 mmPb (ca. 520 g)
BRV501 0,10 mmPb (ca. 480 g)
- Individuell einstellbare universelle Größe und Passform
- Vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung an die persönliche Gesichtsgeometrie
- Einfach justierbar durch Drücken und Drehen des Pivot-Mechanismus, für rutschsicheren Sitz
- Komfortable, austausch- und waschbare Polsterung
- Gebogenes Bleiacrylglas mit 0.10 mmPb
- Sorgfältig ausgewählte Materialien senken das Allergierisiko auf ein Minimum

Röntgen- röhren- spannung	Streustrahlen- schwächung
50 kV	96,9 %
60 kV	94,4 %
80 kV	86,3 %
100 kV	80,0 %
120 kV	75,0 %

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com