


Optional zum AW426

Körbchen AW426K für Zubehör

**Optional zum AW426**

Halter AW426S für Zubehör



AW42610 für 10 Kleidungsstücke

Artikel-Nr.: **AW42605**
AW42610

Mobiles Aufbewahrungssystem für 5 Kleidungsstücke
Mobiles Aufbewahrungssystem für 10 Kleidungsstücke

AW426 – Mobiles System für Röntgenschutzkleidung

Das mobile System AW426 ist leichtgängig, bequem und sicher zu bewegen. Mittels der Kombination der zwei Bügel lassen sich insbesondere Kostüme schnell und einfach aufhängen und sachgemäß aufbewahren. Durch den Versatz der Bügel sind aber auch Mäntel und Frontschutzhürzen schonend untergebracht.

- **funktionsgerechte Metallkonstruktion**
- **für Röntgenschutzkleidung** (5 bzw. 10 Kleidungsstücke)
- **Optional: Zubehör-Körbchen** (Artikel-Nr. AW426K, max. zwei Körbchen je Seite anbringbar)
Zubehör-Halter (Artikel-Nr. AW426S, ein Halter je Seite anbringbar)
- **Sachgemäße und schonende Aufbewahrung**
- **Einfach durchzuführende Montage**
- **Technische Daten**

Gewicht (netto)	44,0 kg (AW42605), 62,0 kg (AW42610)
Mobilität	4 Schwerlastrollen, 2 inklusive Feststellbremse
Aufnahmekapazität	5 bzw. 10 Röntgenschürzen /-kostüme /-mäntel (max. 75,0 kg für AW42605 / 150,0 kg für AW42610)
Außenmaße	AW42605: 1550 x 595 x 970 mm (H x B x T) AW42610: 1550 x 1100 x 970 mm (H x B x T) AW426K: 70 x 305 x 240 mm (H x B x T)
Farbgebung	Chrom / RAL 9010

MAVIG GmbH

Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com